

SILENTIA SKÆRMSYSTEM



# Rent og fleksibelt design – lad dagslyset strømme ind





# Maksimal hygiejne kombineret med praktisk design

Silentia Skærmsystem er en patenteret afskærmningsløsning, som er udviklet for at gøre livet lettere på hospitaler og i andre plejemiljøer. Til glæde for både patienter og personale. Det svenskproducerede system har siden introduktionen i 1990 haft stor succes og bidrager i dag til hurtig og effektiv afskærmning i plejesektoren – over hele verden.

Skærmene opfylder flere behov. De monteres uden at forstyrre loftlifte og andet apparatur, er altid på plads og slipper dagslys ind. Enkelheden er en anden fordel, som understreges af *EasyClean™*, *EasyReturn™* og *EasyClick™* – tre funktioner der bidrager til optimal hygiejne, fleksibilitet og en smidig håndtering. Med et velgennemtænkt design og et bredt udvalg af højder, længder og farver passer skærmene desuden ind i de fleste plejemiljøer.

Systemets produkter udvikles løbende. Til nyhederne hører i øjeblikket Daylight, matterede skærme med øget lysindfald. Derudover findes bl.a. faste sektioner, som giver mulighed for at opbygge et rum i rummet uden indgreb i væggene, større gavlskærme og en ny smidig vogn til mobil anvendelse. Takket være systemets mangfoldighed og mulighed for udbygning er du aldrig begrænset, hvilket er i god overensstemmelse med det overordnede formål: "At skærme af uden at lukke inde".

Vores koncept 4–11

Intelligent design 12

Silentia Skærmsystem 14

**Nyhed!** Daylight 16

**Nyhed!** Faste skærme 18

Mobile skærme 20

Foldeskærme

Teknisk information 22

Faste skærme

Teknisk information 24

Montage og tilbehør 26

Farver og mønstre 28

Virksomheden Silentia 30

# Optimerer overblikket uden

En Silentia-skærm sikrer patienternes integritet uden at påvirke personalets overblik og mulighed for øjenkontakt med hinanden. Dette opleves særligt positivt på intensiv- og opvågningsafdelinger, hvor personalet også skal have frit udsyn til overvågningsapparatet. Samtidig tillader den dagslyset at strømme ind i lokalet.

Eftersom hver enkelt skærm kan vinkles i siden, er det let at udvide pladsen omkring en seng, hvis plejeindsatsen kræver det. Ønskes ekstra afskærmning, kan du supplere med en mobil gavlskærm.

Skærmene fås i flere forskellige højder – for at opfylde de behov, som gælder på netop din afdeling.



# tab af integritet



# Større fleksibilitet til hvileperi



# oder eller ved besøg



Vores skærmsystem er en praktisk hjælp i hverdagen, som gør det let at tilpasse rummet til forskellige situationer. Ved patientpleje eller besøg kan en sengeplads hurtigt skærmes af for at give de øvrige patienter et roligt og behageligt miljø.

En fast skærm mellem sengene i kombination med udtrækningsbare foldeskærme ved fodenden giver en effektiv udnyttelse af lokalet. Foldeskærmen er let at trække ud ved undersøgelser, dialyse eller for et øjeblikks fred og ro, og lige så let at folde sammen efter endt behandling, samt ved rengøring eller når lokalet står tomt.

Samtlige faste skærme og foldeskærme fås i flere forskellige højder og længder. Denne bredde i programmet sikrer, at systemet fungerer i praksis, også i plejesektorens hverdag.



# Fremstillet til særlige behov –

Enkelhed er et af nøgleordene i vores produktudvikling. Det skal være let at skærme af omkring patienterne, når de i følsomme øjeblikke ønsker at være sig selv et øjeblik. Det skal også være let at variere og udbygge systemet – derfor er samtlige dele designet, så de passer til hinanden.

Lige så let er det at skabe en mobil skærm. Takket være EasyClick kan en vægmonteret skærm nemt kobles fri og fastgøres på en vogn for at blive brugt som midlertidig afskærmning på et andet sted. Med vores skærmsystem behøver du altså aldrig føle dig låst. I stedet får du adgang til et effektivt redskab, som hurtigt forvandler et åbent rum til et afskærmet miljø – når du eller dine patienter ønsker det.



# dine og dine patienters



Et system som værdsættes af




# patienter i alle aldre

At patienter deler stue, betyder ikke, at de har lyst til at dele alting. En foldeskærm monteret mellem sengene gør det relativt let at værne om patienternes integritet og værdighed. Det eneste, som kræves for at give afskærmning, er et enkelt greb. På patientstuer kan skærmen også placeres omkring en håndvask for at afskærme omverdenen ved personlig hygiejne.

Vore produkter bidrager endvidere til at forbedre trivslen i forskellige undersøgelsessituationer. Bemærk også det livfulde mønster på skærmen vist på billedet herunder. Mønstreet er et eksempel på Print Collection og er udviklet specielt til klinikker og modtageafdelinger, som arbejder med børn. Ønsker du at vide mere om muligheden for trykte motiver, er du velkommen til at kontakte os.



# Intelligent design som optime



**A** EasyClean



**B** EasyReturn



**C** EasyClick



**D** Daylight

**E**

**G**

# Skærme sikrer hygiejne og anvendelighed



## A. Optimal hygiejne – EasyClean™

Skærmen har glatte overflader, som kan tåle de desinficeringsmidler, der benyttes inden for plejen. De indkapslede hjul kan nemt trækkes ud og vaskes i opvaskemaskine. Produkterne opfylder strenge hygiejnekrav, og alle overflader er lettilgængelige for rengøring – det er EasyClean.

## B. Ergonomisk design sikrer enkel håndtering – EasyReturn™

Lige let at folde sammen og trække ud – den lethåndterlige skærm vender altid tilbage til udgangspositionen, hvilket bidrager til den ergonomiske funktion EasyReturn.

## C. Monteret eller mobil – let at variere med EasyClick™

En vægmonteret skærm kan også fastgøres på vogn til mobil anvendelse eller på andre enheder i systemet. Denne valgfrihed i anvendelsen muliggøres af EasyClick, som betyder, at skærmen kobles fri og sættes fast med et enkelt greb.

## D. Skærmflader med forskelligt udseende

Det æstetiske indtryk er vigtigt for trivslen. Derfor fås vore skærme i en lang række forskellige udseender. En nyhed er Daylight – matterede skærmsektioner som slipper ekstra meget dagslys igennem.

## E. Stort udvalg af højder og længder

Systemets skærme kan bestilles i et bredt udvalg af højder og længder, så de kan tilpasses til forskellige plejesituationer og lokaleforhold. Den laveste højde giver et godt overblik over lokalet, uden at det går ud over patienternes privatliv.

## F. Detaljer som udstråler kvalitet

En avanceret letvægtskonstruktion med integreret håndtag og fjederbelastede hjul af højeste kvalitet. Det er blot nogle få egenskaber, der røber systemets indbyggede kvalitet.

## G. Brandklassifikation

Skærmsystemet er brandklassificeret efter europæiske normer.

# Silentia Skærmsystem tilpass


Silentia tilbyder en komplet løsning på sygeplejens afskærmningsbehov. Eftersom systemets forskellige skærme passer sammen og er udstyret med *EasyClick*, kan du nemt flytte en skærm fra væg til vogn – eller kombinere en fast skærm og en foldeskærm – for at få maksimalt udbytte af systemets muligheder.

## Foldeskærme


Se side 22–23 for yderligere information.

### STANDARDUDGAVE – MONTERES DIREKTE PÅ VÆG

Vægbeslaget sikrer enkel montering.



- Optimal hygiejne – **EasyClean**
- Let at manøvrere – **EasyReturn**
- Hurtig montage – **EasyClick**
- Fås i flere højder og længder
- Fremstilles i genanvendeligt materiale
- Brandklassificeret




### MONTAGE PÅ KULISSESKINNE

Klemmen anvendes, når skærmen fastgøres på en kulisseskinne, så den kan forskydes sidelæns. Hvis skærmen er længere end 2,25 meter anvendes to kulisseskinner.

### STOLPE TIL GULVMONTAGE

Forankres i gulvet. Anvendes i situationer, hvor skærmen skal være fritstående i lokalet.

# es nemt til din arbejdsplads



## VÆGMONTERING MED AFSTANDSSTYKKE

Anvendes når skærmen skal fastgøres et stykke ud fra væggen, f.eks. for at give plads til et plejepanel.



## MONTAGE PÅ VOGN

Hvis skærmen fastgøres på en vogn, opnår du hurtigt en mobil afskærmning.

## Faste skærme

Se side 24–25 for yderligere information.



### EASYClick

Også faste skærme kan monteres hurtigt med vores EasyClick-system.

- Optimal hygiejne – **EasyClean**
- Hurtig montage – **EasyClick**
- Fås i to højder: 1,45 m og 1,85 m
- To længder: 1,3 m og 2,4 m
- Fremstilles i genanvendeligt materiale
- Brandklassificeret

## Mobile gavlskærme

Se side 20–21 for yderligere information.



### FLEKSIBEL AFSKÆRMNING TIL MOBIL ANVENDELSE


Disse skærme anvendes fritstående for at give ekstra afskærmning ved sengegavlen, i korridorer eller ved omklædning. Fås i to udgaver med forskellige bredder – 1,5 m og 2 m. Begge fås i højderne 1,55 m og 1,85 m.

# Daylight slipper mere dagslys

## DAYLIGHT PÅ FOLDESKÆRME


Daylight er en innovativ skærm-løsning, som både giver et lysere arbejdsmiljø og flere muligheder for indretning. Med sit matterede design giver Daylight-skærmen lige så god indsynsbeskyttelse som vore øvrige foldeskærme, men forskellen er, at Daylight slipper mere dagslys igennem.

Skærmen er fremstillet af slagfast polykarbonat og fås både som helskærm – Daylight – og i kombination med farvede sektioner, se Daylight Top og Daylight Duo.




### DAYLIGHT TOP

En matteret overdel slipper mere lys ind i rummet og bevirker, at skærmen føles lavere.



### DAYLIGHT DUO

De matterede sektioner sidder parvist. Nærmest væggen benyttes farvede sektioner for at skærme af for eksempelvis en sengelampe.



### DAYLIGHT

Helskærm med matterede sektioner.

## DAYLIGHT PÅ FASTE SKÆRME

Med sit matterede design giver en fast Daylight-skærm lige så god indsynsbeskyttelse som en farvet eller træmønstret. Forskellen er, at skærme forsynet med Daylight slipper mere dagslys igennem, hvilket i sig selv øger trivlsen længere inde i lokalet. De faste skærme har tynde, glasklare dekorationslinjer, som giver et spændende og eksklusivt udseende.

Daylight fast skærm fås i helt eller delvist matteret udførelse som vist på billederne nedenfor – vælg den variant, som passer bedst til dit arbejdsmiljø.



### DAYLIGHT TOP, FAST

Den matterede overdel slipper mere lys ind og bevirker, at skærmen føles lavere.



### DAYLIGHT DUO, FAST

En kombination af matterede og farvede sektioner. Den farvede del nærmest væggen skærmer af for sengelamper.



### DAYLIGHT, FAST

Helskærm i matteret udførelse.

# Faste skærme med indbygg

## SILENTIA FASTE SKÆRME

Vores faste skærm er udviklet til miljøer, hvor der ønskes en mere permanent afskærmning. Samtidig giver systemet flere muligheder for variation. En fast skærm mellem sengene kan f.eks. kombineres med en udtrækningsbar foldeskærm ved fodenden. Den faste skærm giver endvidere mulighed for opbygning af omklædningskabiner og andre typer rum i rummet, uden indgreb i væggene.

Den faste skærm monteres med EasyClick i både væg og gulv og bliver meget stabil. Fås som standard i højderne 1,45 m og 1,85 m samt i to længder: 1,3 m og 2,4 m. Sektioner med forskellig højde og udseende kan frit kombineres.



### SILENTIA FAST SKÆRM.

Monteres med vægbeslag og gulvstolpe for maksimal stabilitet.



EN FAST SKÆRM I KOMBINATION MED DOBBELTE FOLDESKÆRME VED FODENDEN


# et fleksibilitet

## SILENTIA SKÆRMFOR- LÆNGELSE

I nogle tilfælde kan der være behov for at forlænge foldeskærmen, så den kan nå rundt om fodenden på sengen. Så monterer man en fast skærmforlængelse nærmest væggen, som igen udgør et befæstigelsespunkt for foldeskærmen.

Hvis pladsen er trang i lokalet, kan sengebordet være i vejen, når skærmen foldes sammen. Også her anvendes skærmforlængelsen for at flytte foldeskærmen et stykke ud fra væggen.

Skærmforlængelsen kan vinkles mod væggen for at gøre rengøring lettere. Fås i forskellige dimensioner for altid at sikre fri passage omkring sengebordet, selv når foldeskærmen er foldet sammen.



# Mobile løsninger der tilbyder

## **SILENTIA SKÆRMSYSTEM TILBYDER EN LANG RÆK- KE MOBILE MULIGHEDER**

Med Silentia Skærmsystem er du aldrig låst fast. Vores sortiment af mobile enheder gør det let at opbygge en midlertidig, fritstående afskærmning, overalt hvor behovet opstår. Hurtigt og effektivt – og altid med patientens interesser i fokus.



### **SILENTIA SKÆRMVOGN**

En foldeskærm placeret på vogn giver suveræn fleksibilitet.





### **SILENTIA GAVLSKÆRM 1,5 M**

En effektiv indsynsbeskyttelse ved senggavlen – eller ved omklædning. Bredde udfoldet: 1,5 m. Højde: 1,55 m og 1,85 m.

# flere muligheder

## **SILENTIA SKÆRMVOGN**

Vognen passer til foldeskærme i forskellige længder – fra 5 til 13 sektioner.  
Højde: 1,45 m og 1,85 m.




## **SILENTIA GAVLSKÆRM 2,0 M**

Den nye gavlskærm kan med fordel anvendes, når der ønskes en længere afskærmning. Bredde udfoldet: 2,0 m.  
Højde: 1,55 m og 1,85 m.

# Silentia Foldeskærme

## STANDARDSTØRRELSER



ANTAL SEKTIONER	ART. NR. FARVET	ART. NR. DAYLIGHT TOP	ART. NR. DAYLIGHT DUO	ART. NR. DAYLIGHT	LÆNGDE	HØJDE	MÅL SAMMENFOLDDET	
							BREDE	DYBDE
5	6105 6305	6105-DT	6105-DD	6105-D	1,25 m	1,45 m	0,3 m	0,1 m
		6305-DT	6305-DD	6305-D	1,25 m	1,85 m	0,3 m	0,1 m
7	6107 6307	6107-DT	6107-DD	6107-D	1,75 m	1,45 m	0,3 m	0,14 m
		6307-DT	6307-DD	6307-D	1,75 m	1,85 m	0,3 m	0,14 m
9	6109 6309	6109-DT	6109-DD	6109-D	2,25 m	1,45 m	0,3 m	0,18 m
		6309-DT	6309-DD	6309-D	2,25 m	1,85 m	0,3 m	0,18 m
11	6111 6311	6111-DT	6111-DD	6111-D	2,75 m	1,45 m	0,3 m	0,22 m
		6311-DT	6311-DD	6311-D	2,75 m	1,85 m	0,3 m	0,22 m
13	6113 6313	6113-DT	6113-DD	6113-D	3,25 m	1,45 m	0,3 m	0,26 m
		6313-DT	6313-DD	6313-D	3,25 m	1,85 m	0,3 m	0,26 m
15	6115 6315	6115-DT	6115-DD	6115-D	3,75 m	1,45 m	0,3 m	0,3 m
		6315-DT	6315-DD	6315-D	3,75 m	1,85 m	0,3 m	0,3 m

Tabellen viser vore standardstørrelser med 0,5 m længdeinterval. Skærmen kan også fås i intervaller på 0,25 m, hvis den samlede længde ligger mellem 0,75 og 3,75 m. Begge standardhøjderne 1,45 m og 1,85 m kan varieres i højden  $\pm$  0,1 m ved tilpasning af hjulbenene. Hjulbenenes højde fastlægges ved din bestilling.

### VÆLG KORREKT MONTAGE VED DØRKARM

(A) Foldeskærmens beslag sidder normalt på venstre side, hvilket betyder, at den foldes sammen til højre for vægbeslaget. (B) For ikke at stjæle unødigt meget plads f.eks. ved en dørkarm, kan skærmen også bestilles med spejlvendt beslag.

A



B




**FARVET SKÆRM**




**DAYLIGHT TOP**

Overdelen er 0,45 m høj.



**DAYLIGHT DUO**

De matterede sektioner ligger parvist.



**DAYLIGHT**



### SILENTIA GAVLSKÆRM 1,5 M

Art.nr. 6522, højde 1,55 m

Art.nr. 6523, højde 1,85 m

Bredde udfoldet 1,5 m, bredde sammenfoldet 0,55 m. Skærmen er beregnet til situationer, hvor der kræves en fritstående skærm, f.eks. under omklædning eller ved sengegavle. Hjulstativet er lavt og smidigt udformet. *Denne skærm leveres ikke i Daylight.*



### SILENTIA GAVLSKÆRM 2,0 M

Art.nr. 6525, højde 1,55 m

Art.nr. 6526, højde 1,85 m

Bredde udfoldet 2,0 m, bredde sammenfoldet 0,55 m. En effektiv indsynsbeskyttelse ved sengegavlen, i korridorer eller ved omklædning. Hjulene låses, når skærmen er foldet ud. Hjulstativet er lavt og udformet med henblik på optimal funktion. *Denne skærm leveres ikke i Daylight.*

### SILENTIA EASYCLICK

Montering og flytning af skærmen sker med et enkelt greb.



### SILENTIA EASYRETURN

Ergonomisk og intelligent design gør skærmen let at folde sammen.




### SILENTIA RØNTGENSKÆRM

Art.nr. 6105xray, længde 1,25 m, højde 1,45 m, farve lys beige

Art.nr. 6107xray, længde 1,75 m, højde 1,45 m, farve lys beige

Art.nr. 6109xray, længde 2,25 m, højde 1,45 m, farve lys beige


Anvendes til midlertidig afskærmning mod røntgenstråler, f.eks. på akutmodtagelser og intensivafdelinger. Skærmen fås i tre længder – 1,25 m, 1,75 m og 2,25 m. Skærmen kan monteres på væg eller vogn til mobil anvendelse. Pb-værdi 0,4 mm.



# Silentia Faste Skærme

## STANDARDSTØRRELSER

LÆNGDE	HØJDE	ART. NR. FARVET	ART. NR. DAYLIGHT TOP	ART. NR. DAYLIGHT TOP DUO	ART. NR. DAYLIGHT	ART. NR. DAYLIGHT DUO
1,3 m 1,3 m	1,45 m 1,85 m	6150 6350	6150-DT 6350-DT	– –	6150-D 6350-D	– –
2,4 m 2,4 m	1,45 m 1,85 m	6155 6355	6155-DT 6355-DT	6155-DTD 6355-DTD	6155-D 6355-D	6155-DD 6355-DD



### SILENTIA EASYCLICK

Skærmen monteres og kobles fri med et enkelt greb.




**FARVET SKÆRM, FAST**



**DAYLIGHT TOP, FAST**

**DAYLIGHT TOP DUO, FAST**



**DAYLIGHT, FAST**

**DAYLIGHT, DUO FAST**

## SILENTIA GULVMONTAGE

En gulvstolpe i grundudgaven (**A**) anvendes til at montere den faste skærm med EasyClick. Ønsker du, at stolpen skal udgøre et befæstigelsespunkt for yderligere faste skærme eller foldeskærme, fås den i flere udgaver (**B-D**) med op til fire befæstigelsespunkter.




Stolpen forankres normalt i gulvet for optimal stabilitet – dette er særligt vigtigt, hvis den skal bære yderligere mindst en skærm. Hvis stolpen kun er beregnet til at støtte en enkelt vægmonteret skærm, kan den dog stå løst på gulvet.

## STANDARDSTØRRELSER

HØJDE	ART. NR.	ART. NR.	ART. NR.	ART. NR.
1,45 m	6561-A	6561-B	6561-C	6561-D
1,85 m	6563-A	6563-B	6563-C	6563-D

• Gulvstolpens montagemuligheder – set oppefra.



- Stolpen har et tiltalende design og glatte overflader, som er lette at rengøre.
- Stolpefodens dæklåg har en glat overflade, som er let at holde ren.

# Enkel montage takket være et



## EasyClick

Gør det lettere at montere både faste skærme og foldeskærme



Alle faste skærme og foldeskærme monteres hurtigt og enkelt med EasyClick, uanset om de skal monteres på væggen, på vogn eller på gulvstolpe. Den kendsgerning, at skærmene fastgøres og kobles fri med et enkelt greb, gør ikke blot monteringen lettere – det sikrer endvidere stor fleksibilitet i anvendelsen.

### VÆGBESLAG

Art.nr. 6539, højde 1,45 m  
Art.nr. 6540, højde 1,85 m

For smidig montering direkte på væggen. Et vægbeslag følger normalt med sammen med skærmen. Ekstra vægbeslag bestilles særskilt.

### VÆGBESLAG MED GULVSTØTTE

Art.nr. 6537, højde 1,45 m  
Art.nr. 6538, højde 1,85 m

Vægbeslaget giver støtte mod gulvet ved montage med klemmer.

### VÆGBESLAG MED GULVSTØTTE OG FORLÆNGELSE OPAD

Art.nr. 6541, højde 1,45 m  
Art.nr. 6542, højde 1,85 m

Vægbeslaget anvendes med klemme, når der sidder en Kulisseskinne over skærmen.

### GULVSTOLPE

Art.nr. 6561A, højde 1,45 m  
Art.nr. 6563A, højde 1,85 m

Gulvstolpen kan både fungere som støtte for en vægmonteret skærm og som befæstigelsespunkt for foldeskærme. Stolpen skrues fast i gulvet. Yderligere varianter findes på side 25.

### SKÆRMVOGN

Art.nr. 6514, højde 1,45 m  
Art.nr. 6520, højde 1,85 m  
Tilbehør til foldeskærme på op til 13 sektioners længde. Skærmen monteres med EasyClick.

### SKÆRMFORLÆNGELSE

Flytter foldeskærmens befæstigelsespunkt ud fra væggen, enten for at give plads til sengebordet eller for at forlænge en foldeskærm. Fås i fire længder og to højder.

HØJDE	ART. NR. LÆNGDE 0,5 M	ART. NR. LÆNGDE 0,75 M	ART. NR. LÆNGDE 1,0 M	ART. NR. LÆNGDE 1,2 M
1,45 m	6162	6163	6164	6165
1,85 m	6362	6363	6364	6365

# bredt udvalg af nyttigt tilbehør



## STANDARDKLEMME TIL KULISSESKINNE

Art.nr. 6502

For montage på kulisseskinne. En fleksibel løsning, som giver mulighed for at forskyde skærmen sidelæns på kulisseskinne. Afstand mellem kulisseskinne og skærm: 40 mm.



## AFSTANDSSTYKKE 20 MM

Art.nr. 6506

Anvendes til at flytte skærmen ud fra væggen, f.eks. for at komme fri af en liste. Leveres parvis.



## STØTTEKLEMME

Art.nr. 6524

Anvendes sammen med standardklemme 6502 i de tilfælde, hvor to kulisseskinne er monteret på væggen.



## AFSTANDSSTYKKE, HHV. 100 OG 200 MM

Art.nr. 6507, 100 mm

Art.nr. 6508, 200 mm

Anvendes til udflytning af skærmen fra væggen. Leveres parvis.



## KLEMME MED AFSTANDSSTYKKE

Art.nr. 6535

En løsning når der ønskes et mellemrum mellem skærm og kulisseskinne, f.eks. på dialyseafdelinger hvor man skal kunne komme til panelet. Afstand mellem kulisseskinne og skærm: 150 mm.



## JUSTERBART AFSTANDSSTYKKE

Art.nr. 6509, 200–350 mm

Art.nr. 6510, 300–500 mm

Anvendes til udflytning af skærmen langt fra væggen. Leveres stykvis.



## JUSTERBAR KLEMME

Art.nr. 6516

Udligner forskellig afstand mellem øvre og nedre kulisseskinne. Klemmen kan justeres mellem 0 og 150 mm.



## STØTTE BAGTIL MOD VÆG

Art.nr. 6519

Kan anvendes som støtte bagtil som supplement til klemme ved montage på kulisseskinne.

## Eksempler på montage

I systemet indgår en række færdige installationsløsninger til montage på kulisseskinne.



### STANDARDKLEMME

Art.nr. 6502

Anvendes i de fleste tilfælde alene ved montage på kulisseskinne. Ved store skærme eller i særlige tilfælde kan man supplere med støtteklemme eller justerbar klemme.



### STØTTEKLEMME (NEDERST)

Art.nr. 6524

Anvendes sammen med standardklemme 6502 i de tilfælde, hvor to kulisseskinne er monteret på væggen parallelt med hinanden.



### KLEMME MED AFSTANDSSTYKKE

Art.nr. 6535

God når man ønsker et mellemrum mellem skærm og kulisseskinne, f.eks. på dialyseafdelinger hvor man skal kunne komme til forsyningspanelet. Standardmål 150 mm, andre mål kan leveres på forespørgsel.



### JUSTERBAR KLEMME (NEDERST)

Art.nr. 6516

Denne klemme udligner forskellig afstand mellem den øvre og nedre kulisseskinne. Klemmen kan justeres mellem 0 og 150 mm. Anvendes sammen med standardklemme 6502.



### AFSTANDSSTYKKE

100 mm – Art.nr. 6507

200 mm – Art.nr. 6508

Flytter skærmen 100 eller 200 mm ud. Velegnet når der f.eks. sidder et forsyningspanel, en stikkontakt, en gashane eller en afbryder bag skærmen. Giver plads til slanger og ledninger bag skærmen.



### JUSTERBART AFSTANDSSTYKKE

200–350 mm – Art.nr. 6509

300–500 mm – Art.nr. 6510

Fleksibelt afstandsstykke til brug når skærmen skal flyttes langt ud fra væggen, f.eks. når der sidder en hylde eller et dybt forsyningspanel bag skærmen.

# Et bredt udvalg af farver og



HVID



FOREST



OCEAN



TROPICAL



PAPYRUS



VALNØD




BIRK



LIME

# mønstre




SAVANNAH

Silentia Skærmsystem er kendetegnet ved store variationsmuligheder i anvendelsen. Denne bredde går igen, når det gælder om at vælge skærmsektionernes udseende.

Vore skærme fås i en lang række forskellige farver og mønstre, så de kan glide ind i miljøet og bidrage til en harmonisk helhed på din afdeling. En nyhed er Daylight, matterede skærme som giver et øget lysindfald. En anden nyhed er Print Collection med motiver, der sætter gang i børns fantasi.

Samtlige udgaver er tilpasset, så de matcher konstruktionens aluminiumskomponenter.



MANDARIN



DAYLIGHT



PRINT COLLECTION

# Silentia – en del af din verden



# siden 1989

Silentia er et svensk firma, der sætter en ære i at udvikle produkter, som er nyskabende og effektive til brug i plejesektoren. For os er det en ledetråd, at vore unikke produkter udgør et gennemtænkt system med smarte funktioner, der forenkler anvendelsen og sikrer kunden stor fleksibilitet.

Vi arbejder hele vejen i eget regi, fra idé til leveringsklart produkt, hvilket sikrer en høj kvalitet og gør det let at opfylde de ønsker, som kommer fra vore kunder.

Vi ønsker at tilbyde vore kunder stor opmærksomhed og god service, hvilket er grundlaget for den langsigtethed vi efterstræber i alle vore relationer. Det har vi arbejdet efter i Silentia siden starten i 1989, og i dag findes vore produkter over hele verden.

*Dag og Örjan Göranson, grundlæggere og ejere*



